

Avec l'aimable accord de Sonic Suisse

Les oxyures sont des vers intestinaux qui viennent pondre durant la nuit au niveau de l'anus. L'application d'une bande adhésive **transparente** sur l'anus permet de "capturer" les œufs et de les visualiser ensuite au microscope.

1




Matériel nécessaire :
lame de verre + morceau de ruban adhésif transparent + étui de protection

2




Effectuer le prélèvement au lever, avant la douche ou toute toilette anale.

3




Décoller le ruban adhésif qui se trouve sur la lame.

4



Ecarter les fesses et appliquer le ruban adhésif sur l'anus en appuyant.

5



Re-coller le ruban adhésif sur la lame.
Ne pas appuyer trop fort.

6




Se laver les mains.

7



Placer le prélèvement dans l'étui de protection.


8



Refermer l'étui.
Inscrire vos nom, prénom, date de naissance et la date du prélèvement.

Nom:	Patient test
Prénom:	
Date de naissance:	21-01-87
Date du prélèvement:	12-

9



Apporter le prélèvement le jour même au laboratoire.