

Fiche N°1 - Recueil de selles pour les recherches de parasites avec fixateur (milieu SAF)

Laboratoire 109

SONIC SUISSE
Le réseau de laboratoires régionaux

Avec l'aimable accord de Sonic Suisse

Le milieu SAF contient un agent de conservation qui permet de préserver certaines formes de parasites lors de diarrhées ou de selles molles, ou encore lorsque les selles ne peuvent pas être apportées rapidement au laboratoire.

Attention:

le liquide SAF contient du formol. Ne pas avaler !

En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de giclures dans l'œil, rincer abondamment à l'eau du robinet et consulter immédiatement un spécialiste.

